


Anticorps Polyclonal Anti-Ppp1R12A Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O14974

Numéro d'article: CM0014276



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant PPP1R12A (MYPT1), validé pour WB, IF/ICC, IP et ELISA. Réagit avec les échantillons humains, de souris et de rat. Régulateur clé de la phosphatase de la myosine et du complexe PPP1C.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PPP1R12A Rabbit pAb
Remarques/Pseudonyme	MBS ; GUBS ; M130 ; MYPT1 ; PPP1R12A
Espèce	Humain
GeneID	4659
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 200 de PPP1R12A humain (NP_002471.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	O14974
Poids moléculaire	115 kDa
Expédition	Sac de glace