


Anticorps Polyclonal Anti-Ppp1R12A Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O14974

Numéro d'article: CM0028272



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant PPP1R12A (MYPT1), validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour les études sur la phosphatase de la myosine et le cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PPP1R12A Rabbit pAb
Remarques/Alias	MBS, GUBS, M130, MYPT1, PPP1R12A
Espèce	Humain
GeneID	4659
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 710-970 de PPP1R12A humain (NP_002471.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O14974
Poids protéique	115kDa
Expédition	Sac de glace