

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ppp1R12B Pour Wb, Elisa - O60237

Numéro d'article: CM0019990

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant PPP1R12B (MYPT2), validé pour WB et ELISA. Réagit avec les protéines humaines ; idéal pour l'étude de la régulation de la phosphatase de la myosine et de l'organisation du cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PPP1R12B pAb de lapin
Remarques/alias	MYPT2 ; PP1bp55 ; PPP1R12B
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	4660
GenelD	4660
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 660 à 930 de la PPP1R12B humaine (NP_002472.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	O60237
Poids moléculaire	110 kDa
Expédition	Sac de glace