

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ppp1R13L Pour Wb, Elisa - Q8Wuf5

Numéro d'article: CM0014614



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le PPP1R13L humain (iASPP, inhibiteur associé à RelA), adapté pour le WB et l'ELISA. Utilisations incluant l'étude de l'apoptose, de la réponse inflammatoire dépendante de NF-kappa-B et de la régulation transcriptionnelle de p53.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PPP1R13L Rabbit pAb
Remarques/Alias	RAI; RAI4; IASPP; NKIP1; PPP1R13L
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10848
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 589-828 du PPP1R13L humain (NP_006654.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8WUF5
Poids moléculaire protéique	89kDa
Expédition	Sac de glace