

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ppp1R14A (Cpi-17) Pour Wb Et Elisa - Q96A00

Numéro d'article: CM0016816

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant PPP1R14A/CPI-17, un inhibiteur dépendant de la phosphorylation de PP1 impliqué dans la régulation du muscle lisse. Validé pour le Western blot et l'ELISA, réactif croisé avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation cellulaire et la contraction.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                                        |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | PPP1R14A Rabbit pAb                                                                                                           |
| Remarques/Alias                  | CPI17 ; CPI-17 ; PPP1INL ; PPP1R14A                                                                                           |
| Espèce                           | Humain                                                                                                                        |
| Identifiant du gène (Humain)     | 94274                                                                                                                         |
| Identifiant du gène              | 94274                                                                                                                         |
| Immunogène                       | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-147 de PPP1R14A humain (NP_150281.1) |
| Source                           | Lapin                                                                                                                         |
| Catégorie                        | Anticorps polyclonaux                                                                                                         |
| Application                      | WB, ELISA                                                                                                                     |
| Réactivité croisée               | Humain, Souris, Rat                                                                                                           |
| SWISS                            | Q96A00                                                                                                                        |
| Poids moléculaire de la protéine | 17 kDa                                                                                                                        |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                                  |