

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ppp1R14B Pour Wb, Elisa - Q96C90

Numéro d'article: CM0016839

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le PPP1R14B humain. Validé pour WB et ELISA, réagit avec l'humain, la souris et le rat. Inhibiteur de la PP1 sensible à la phosphorylation ; ~16 kDa. Idéal pour la recherche sur la signalisation des phosphatases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PPP1R14B Lapin pAb
Remarques/Alias	PNG; PHI-1; PLCB3N; SOM172; PPP1R14B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	26472
GeneID	26472
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 68-147 du PPP1R14B humain (NP_619634.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96C90
Poids de la protéine	16kDa
Expédition	Sac de glace