

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ppp1R15A (Gadd34) Pour Wb, If/Icc, Elisa - O75807

Numéro d'article: CM0022129



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PPP1R15A (GADD34) pour WB, IF/ICC, ELISA. Validé sur humain, souris, rat. Cible la sous-unité régulatrice de la phosphatase inductible par le stress, impliquée dans la récupération de la traduction et l'autophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PPP1R15A Lapin pAb
Remarques/Alias	GADD34; PPP1R15A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23645
GeneID	23645
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 375-674 de PPP1R15A humaine (NP_055145.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O75807
Poids moléculaire	73kDa
Expédition	Sac de glace