

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ppp1R3B Pour Wb, Elisa - Q86Xi6

Numéro d'article: CM0018198



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine PPP1R3B humaine (sous-unité ciblant le glycogène GL). Validé pour le Western blot et l'ELISA, réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour les études sur le métabolisme du glycogène et la signalisation de l'insuline.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PPP1R3B Rabbit pAb
Remarques/Alias	GL; PTG; PPP1R4; PPP1R3B
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	79660
ID du gène	79660
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-140 de la PPP1R3B humaine (NP_078883.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q86XI6
Poids moléculaire de la protéine	33 kDa
Expédition	Sac de glace