

Anticorps Polyclonal Anti-Ppp1R3C Pour Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Uqk1

Numéro d'article: CM0021964



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre le PPP1R3C humain (PTG), validé pour IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur le métabolisme du glycogène.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PPP1R3C Lapin pAb
Remarques/Alias	PTG, PPP1R5, PPP1R3C
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5507
GeneID	5507
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-150 du PPP1R3C humain (NP_005389.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UQK1
Poids protéique	36kDa
Expédition	Sac de glace