


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ppp1R7 Pour Wb, Elisa - Q15435

Numéro d'article: CM0016111



Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin anti-PPP1R7 détecte les niveaux endogènes de la sous-unité régulatrice 7 de la protéine phosphatase 1 dans des échantillons humains et murins. Validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA, il cible la région des acides aminés 281-360. Idéal pour une utilisation en recherche IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PPP1R7 Lapin pAb
Remarques/Alias	SDS22; PPP1R7
Espèce	Humain
ID de gène	5510
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 281-360 du PPP1R7 humain (NP_002703.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q15435
Poids de la protéine	42kDa
Expédition	Sac de glace