

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ppp1R9B Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q96Sb3

Numéro d'article: CM0023436

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la PPP1R9B humaine (Neurabine-2/Spinophiline), réactif croisé avec l'homme et la souris. Adapté pour WB, IF/ICC, ELISA. Idéal pour l'étude de la transmission synaptique, des épines dendritiques et des interactions avec le cytosquelette d'actine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PPP1R9B Rabbit pAb
Remarques / Alias	Spn; SPINO; PPP1R6; PPP1R9; PPP1R9B
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	84687
Identifiant du gène	84687
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 250 et 350 de la PPP1R9B humaine (NP_115984.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q96SB3
Poids protéique	89kDa
Expédition	Sac de glace