

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ppp2R1A/Ppp2R2A/Ppp2R1B Pour Wb, Elisa - P30153 / P63151 / P30154

Numéro d'article: CM0022302



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant PPP2R1A, PPP2R2A et PPP2R1B. Adapté pour le Western blot et l'ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Étudiez la fonction du complexe PP2A dans la signalisation, la mitose et la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PPP2R1A/PPP2R2A/PPP2R1B Rabbit pAb
Remarques/Alias	PPP2R1A/PPP2R2A/PPP2R1B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5518/5520/5519
GeneID	5518/5520/5519
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-161 de PPP2R1A humain (NP_055040.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P30153/P63151/P30154
Expédition	Sac de glace