

Anticorps Polyclonal Anti-Ppp2R2B/Ppp2R2C Pour Wb, Elisa - Q00005 / Q9Y2T4

Numéro d'article: CM0021873

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant PPP2R2B/PPP2R2C, les sous-unités régulatrices de la protéine phosphatase 2A. Validé pour le WB et l'ELISA, réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation cellulaire et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PPP2R2B/PPP2R2C Rabbit pAb
Remarques/Alias	PPP2R2B/PPP2R2C
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	5521/5522
ID de gène	5521/5522
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 108-220 de la PPP2R2B/PPP2R2C humaine (NP_858060.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q00005 / Q9Y2T4
Expédition	Sac de glace