

Anticorps Polyclonal Anti-Ppp2R3B Pour Wb Et Elisa - Q9Y5P8

Numéro d'article: CM0028716



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la PPP2R3B humaine, une sous-unité régulatrice de la PP2A. Validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée chez l'homme et la souris. Adapté à l'étude de la fonction de la PP2A et de sa localisation nucléaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PPP2R3B Rabbit pAb
Remarques / Alias	PR48; PR70; NYREN8; PPP2R3L; PPP2R3LY; PPP2R3B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	28227
GeneID	28227
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 356-575 de la PPP2R3B humaine (NP_037371.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9Y5P8
Poids de la protéine	65 kDa
Expédition	Sac de glace