

Anticorps Polyclonal Anti-Ppp3Cc Pour Wb, Elisa - P48454

Numéro d'article: CM0027973



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la PPP3CC (calcineurine A gamma), validé pour Western blot et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation calcique et les phosphatases spécifiques du testicule.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PPP3CC Rabbit pAb
Remarques/Alias	CNA3 ; CALNA3 ; PP2Bgamma ; PPP3CC
Espèce	Humain
ID du gène	5533
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 373-512 de la PPP3CC humaine (NP_005596.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P48454
Poids de la protéine	58 kDa
Expédition	Sac de glace