

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ppp3R1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P63098

Numéro d'article: CM0016841



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre PPP3R1 (sous-unité B de la calcineurine de type 1) pour WB, IF/ICC, ELISA. Validé pour homme, souris, rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation par la calcineurine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PPP3R1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CNB; CNB1; CALNB1; PPP3R1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5534
GeneID	5534
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 11-170 de la PPP3R1 humaine (NP_000936.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P63098
Poids de la protéine	19 kDa
Expédition	Sac de glace