

Anticorps Polyclonal Anti-Ppp3R2 Pour Wb, Elisa - Q96Lz3

Numéro d'article: CM0028562

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PPP3R2 pour WB et ELISA, spécifique à l'homme, la souris et le rat. Il reconnaît la calcineurine B de type 2, une sous-unité régulatrice spécifique du testicule impliquée dans l'activité phosphatase dépendante du calcium.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PPP3R2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	PPP3RL; PPP3R2
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	5535
GeneID	5535
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-173 de la PPP3R2 humaine (NP_671709.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96LZ3
Poids de la protéine	20kDa
Expédition	Sac de glace