

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ppp4C Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P60510

Numéro d'article: CM0013278

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la PPP4C humaine, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Adapté à la recherche sur la réparation de l'ADN, l'apoptose et la signalisation. Immunogène recombinant.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PPP4C Rabbit pAb
Remarques/Alias	PP4; PPX; PP-X; PP4C; PPH3; PPP4; PPP4C
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	5531
GeneID	5531
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-307 de la PPP4C humaine (NP_002711.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	P60510
Poids de la protéine	35kDa
Expédition	Sac isotherme