

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ppp4C Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P60510

Numéro d'article: CM0019922

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le PPP4C humain (PP4/PPX). Validé pour WB, IHC-P, IP, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Détecte une protéine de 35 kDa. Impliqué dans la réparation de l'ADN, l'organisation du centrosome et la signalisation du TNF-alpha.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PPP4C Lapin pAb
Remarques/Alias	PP4 ; PPX ; PP-X ; PP4C ; PPH3 ; PPP4 ; PPP4C
Espèce	Humain
ID du Gène (Humain)	5531
ID du Gène	5531
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-307 du PPP4C humain (NP_002711.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P60510
Poids Moléculaire de la Protéine	35 kDa
Expédition	Sac de glace