

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ppp4R1 Pour Wb, Ip, Elisa - Q8Tf05

Numéro d'article: CM0030243

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PPP4R1 validé pour WB, IP, ELISA sur des échantillons humains et murins. Cible la sous-unité régulatrice 1 de la sérine/thréonine phosphatase 4, un régulateur clé de la signalisation NF-kappa-B et de la division cellulaire. Idéal pour l'approvisionnement en matières premières pour IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PPP4R1 Lapin pAb
Remarques/Alias	MEG1; PP4R1; PP4(Rmeg); PPP4R1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9989
GeneID	9989
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 324-647 de PPP4R1 humain (NP_001035847.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8Tf05
Poids moléculaire	107kDa
Expédition	Sac de glace