

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ppp4R3B Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q5Miz7

Numéro d'article: CM0024526

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant PPP4R3B (SMEK2), une sous-unité régulatrice de PP4 localisée sur les centrosomes/noyau. Validé pour WB, IF/ICC, ELISA avec réactivité chez l'homme, la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PPP4R3B Rabbit pAb
Remarques/Alias	PSY2; smk1; FLFL2; SMEK2; PP4R3B; PPP4R3B
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	57223
GenelD	57223
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 628-817 de la PPP4R3B humaine (NP_001269779.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q5MIZ7
Poids de la protéine	97kDa
Expédition	Sac isotherme