

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ppp5C Pour Wb, If/Icc, Elisa - P53041

Numéro d'article: CM0017136



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la PPP5C humaine (PP5/PPT), adapté à la WB, à l'IF/ICC et à l'ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat ; idéal pour l'étude de la réponse aux dommages de l'ADN, de l'apoptose et des rythmes circadiens.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PPP5C Rabbit pAb
Remarques/Alias	PP5, PPT, PPP5, PPP5C
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	5536
GeneID	5536
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 210 de la PPP5C humaine (NP_006238.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P53041
Poids moléculaire	57 kDa
Expédition	Sac de glace