

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ppp6C Pour Wb, Elisa - 000743

Numéro d'article: CM0009070

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre PPP6C (sous-unité catalytique de la sérine/thréonine-protéine phosphatase 6). Convient pour le Western blot et l'ELISA, réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour étudier la régulation du cycle cellulaire et les voies de l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PPP6C AcM de lapin
Remarques/Alias	PP6 ; PP6C ; PPP6C
Espèce	Humain
GeneID	5537
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	000743
Poids protéique	35 kDa
Expédition	Sac de glace