

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ppp6R2 Pour Wb Et Elisa - 075170

Numéro d'article: CM0030397

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la sous-unité régulatrice de la protéine phosphatase 6 (PPP6R2/SAPS2). Validé pour WB et ELISA sur des échantillons humains. Convient à l'étude de la déphosphorylation médiée par PP6 et de la signalisation TNF.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PPP6R2 Lapin pAb
Remarques/Alias	PP6R2; SAPS2; SAP190; KIAA0685; PPP6R2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	9701
ID de gène	9701
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 640-959 du PPP6R2 humain (NP_001229827.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	075170
Poids de la protéine	105kDa
Expédition	Sac de glace