

Anticorps Anti-Ppt1 Polyclonal De Lapin Pour Wb, Elisa - P50897

Numéro d'article: CM0018181



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le PPT1 humain, validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Convient à l'étude de la fonction de la palmitoyl-protéine thioestérase dans les maladies de surcharge lysosomale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PPT1 Lapin pAb
Remarques/Alias	PPT; CLN1; INCL; PPT1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5538
GeneID	5538
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-306 du PPT1 humain (NP_000301.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P50897
Poids moléculaire	34kDa
Expédition	Sac de glace