

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Pqbp1 Pour Wb, Elisa - O60828

Numéro d'article: CM0002263



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la protéine PQBP1 humaine (30 kDa), validé pour Western blot et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Adapté pour l'étude de l'épissage des pré-ARNm, de la transcription et de l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-PQBP1 de lapin
Remarques / Alias	SHS; MRX2; MRX55; MRX53; MRX58; NPW38; RENS1; PQBP1
Espèce	Humaine
GeneID	10084
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-265 de la PQBP1 humaine (NP_001027553.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	O60828
Poids de la protéine	30kDa
Expédition	Sac de glace