

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pqbp1 Pour Wb Et Elisa - O60828

Numéro d'article: CM0027563



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le PQBP1 humain, validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. PQBP1 est une protéine d'échafaudage intrinsèquement désordonnée impliquée dans l'épissage des pré-ARNm, la régulation de la transcription et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PQBP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	SHS; MRX2; MRX55; MRX53; MRX58; NPW38; RENS1; PQBP1
Espèce	Humain
GeneID	10084 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-265 du PQBP1 humain (NP_005701.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60828
Poids protéique	30kDa
Expédition	Sac de glace