

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Praf2 Pour Wb, Elisa - O60831

Numéro d'article: CM0021037

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine PRAF2 (JM4, Yip6a) humaine, validé pour Western blot et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté aux études sur l'apoptose et le trafic vésiculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb anti-PRAF2 de lapin
Remarques/Alias	JM4 ; Yip6a ; PRAF2
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	11230
GenelD	11230
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 50 de la protéine PRAF2 humaine (NP_009144.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60831
Poids moléculaire de la protéine	19 kDa
Expédition	Sachet de glace