

Anticorps Polyclonal Anti-Prame Pour Wb Et Elisa - P78395

Numéro d'article: CM0012942

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la PRAME humaine (antigène du mélanome). Validé pour WB et ELISA ; réagit de façon croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur le cancer, l'apoptose et l'ubiquitination.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PRAME Rabbit pAb
Remarques / Alias	MAPE; OIP4; CT130; OIP-4; PRAME
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	23532
Identifiant de gène	23532
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 200 de la PRAME humaine (NP_006106.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P78395
Poids de la protéine	58kDa
Expédition	Sac de glace