

Anticorps Polyclonal Anti-Prb4 Pour Wb, Elisa - P10163

Numéro d'article: CM0023955

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine basique salivaire riche en proline 4 humaine (PRB4, protéine o parotide). Convient pour le WB et l'ELISA avec une réactivité croisée envers l'humain et la souris. Idéal pour la protéomique salivaire et la recherche en biologie orale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PRB4 Lapin pAb
Remarques/Alias	Po ; PRB4
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	5545
ID du gène	5545
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 178-247 de la PRB4 humaine (NP_002714.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P10163
Poids moléculaire de la protéine	31 kDa
Expédition	Sac de glace