

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Prb4 Pour Wb, Elisa - P10163

Numéro d'article: CM0023910

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine basique riche en proline salivaire 4 humaine (PRB4), validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les protéines salivaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PRB4 Lapin pAb
Remarques/Alias	Po ; PRB4
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	5545
ID du gène	5545
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 178-247 de la PRB4 humaine (NP_002714.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P10163
Poids moléculaire de la protéine	31 kDa
Expédition	Sac de glace