

Anticorps Polyclonal Anti-Prc1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O43663

Numéro d'article: CM0028441



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PRC1 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Reconnaît PRC1 chez l'humain, la souris et le rat. Convient pour l'étude de la cytokinèse, de la division cellulaire et de la recherche sur le cancer de la vessie. PM ~72 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PRC1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ASE1 ; PRC1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9055
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 351-620 du PRC1 humain (NP_003972.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43663
Poids protéique	72 kDa
Expédition	Sac de glace