

Anticorps Polyclonal Anti-Prcc Pour Wb Et Elisa - Q92733

Numéro d'article: CM0021119

Introduction

Anticorps polyclonal anti-PRCC validé pour les applications de WB et d'ELISA. Réagit avec la protéine PRCC humaine (UniProt Q92733). Idéal pour l'étude de la régulation du cycle cellulaire et du carcinome papillaire à cellules rénales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps lapin pAb contre le carcinome papillaire à cellules rénales
Remarques/Alias	TPRC ; RCCP1 ; carcinome papillaire à cellules rénales
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	5546
GenelD	5546
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 240 et 491 du carcinome papillaire à cellules rénales humain (NP_005964.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q92733
Poids moléculaire de la protéine	52 kDa
Expédition	Bloc réfrigérant