


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Prd Pour Wb, Elisa - P12955

Numéro d'article: CM0002315



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité contre le PRD humain (prolidase, PEPD), adapté aux applications WB et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur le métabolisme du collagène et la prolidase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-PRD
Remarques/Alias	PROLIDASE ; PRD
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5184
GeneID	5184
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 400-493 du PRD humain (NP_000276.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P12955
Poids protéique	55 kDa
Expédition	Sac de glace