

Anticorps Polyclonal Anti-Prdm1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O75626

Numéro d'article: CM0023248



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant PRDM1 (BLIMP-1), validé pour western blot, immunofluorescence/ICC et ELISA. Détecte PRDM1 humain et murin ; idéal pour l'étude de la régulation transcriptionnelle lors de la différenciation des cellules immunitaires et de la biologie des lymphocytes résidant dans les tissus.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PRDM1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	BLIMP1 ; PRDI-BF1 ; PRDM1
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	639
Identifiant de gène	639
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 70 à 210 de PRDM1 humain (NP_001189.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O75626
Poids de la protéine	92 kDa
Expédition	Sachet de glace