

Anticorps Polyclonal Anti-Prdm11 Pour Wb, Elisa - Q9Nqv5

Numéro d'article: CM0029495



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le PRDM11 humain (PFM8), validé pour le Western blotting et l'ELISA. Montre une réactivité croisée avec la souris. Idéal pour l'étude de la régulation de la transcription. UniProt : Q9NQV5.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PRDM11 Lapin pAb
Remarques/Alias	PFM8 ; PRDM11
Espèce	Humain
ID de Gène	56981
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	Q9NQV5
Poids Protéique	58kDa
Exp Livraison	Sac de glace