

Anticorps Polyclonal Anti-Prdm12 Pour Wb, Elisa - Q9H4Q4

Numéro d'article: CM0019949



Introduction

Le PRDM12 Lapin pAb est un anticorps polyclonal pour WB et ELISA, détectant le PRDM12 humain et murin. Essentiel pour la recherche sur le développement des neurones nociceptifs et les études des voies de la douleur.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	PRDM12 Lapin pAb
Remarques/Alias	PFM9 ; HSN8 ; PRDM12
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	59335
GeneID	59335
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-330 du PRDM12 humain (NP_067632.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9H4Q4
Poids protéique	40 kDa
Expédition	Sac de glace