

## Anticorps Polyclonal Anti-Prdm14 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Gzv8

Numéro d'article: CM0014734

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le PRDM14 humain, adapté pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA. Détecte le PRDM14 humain, murin et de rat. Idéal pour la recherche sur la pluripotence des cellules souches et le développement des cellules germinales.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                   | Valeur                                                                                                                      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit              | pAb Lapin PRDM14                                                                                                            |
| Remarques/Alias             | PFM11 ; PRDM14                                                                                                              |
| Espèce                      | Humain                                                                                                                      |
| GeneID (Humain)             | 63978                                                                                                                       |
| GeneID                      | 63978                                                                                                                       |
| Immunogène                  | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-260 du PRDM14 humain (NP_078780.1) |
| Source                      | Lapin                                                                                                                       |
| Catégorie                   | Anticorps polyclonaux                                                                                                       |
| Application                 | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                            |
| Réactivité croisée          | Humain, Souris, Rat                                                                                                         |
| SWISS                       | Q9GZV8                                                                                                                      |
| Poids moléculaire protéique | 64 kDa                                                                                                                      |
| Livraison                   | Sac de glace                                                                                                                |