

Anticorps Polyclonal Anti-Prdm14 De Lapin Pour Wb, Ihc-P, Elisa, Chip - Q9Gzv8

Numéro d'article: CM0030260

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PRDM14 validé pour WB, IHC-P, ELISA, ChIP chez l'humain, la souris, le rat. Outil essentiel pour étudier la pluripotence, l'identité des cellules souches embryonnaires et le développement des cellules germinales. 64kDa. Q9GZV8.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PRDM14 Rabbit pAb
Remarques/Alias	PFM11 ; PRDM14
Espèces	Humain
ID du gène (Humain)	63978
ID du gène	63978
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-260 de PRDM14 humain (NP_078780.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA, ChIP
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9GZV8
Poids moléculaire protéique	64kDa
Expédition	Sac de glace