

Anticorps Polyclonal Anti-Prdm6 Pour Wb, Elisa - Q9Nqx0

Numéro d'article: CM0029688

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PRDM6 validé pour WB et ELISA, réactif croisé avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour étudier la fonction de PRDM6 dans la différenciation des muscles lisses et la régulation de la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PRDM6 Lapin pAb
Remarques/Alias	PDA3 ; KMT8C ; PRISM ; PRDM6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	93166
GeneID	93166
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 376-595 de PRDM6 humain (NP_001129711.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NQX0
Poids protéique	64kDa
Expédition	Sac de glace