

Anticorps Polyclonal Anti-Prdm7 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nqw5

Numéro d'article: CM0027460

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le PRDM7 humain (PFM4/ZNF910), élevé contre une protéine recombinante (aa 210-310). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Outil de recherche épigénétique pour l'étude de l'activité de méthyltransférase d'histones et du remodelage de la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PRDM7 Lapin pAb
Remarques/Alias	PFM4; ZNF910; PRDM7
Espèce	Humain
GeneID (humain)	11105
GeneID	11105
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 210-310 du PRDM7 humain (NP_001091643.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q9NQW5
Poids Protéique	56kDa
Expédition	Sac de glace