


Anticorps Polyclonal Anti-Prdm9 Pour If-P, Elisa - Q96Eq9

Numéro d'article: CM0024664



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant Prdm9 de souris, validé pour IF-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat ; détecte PRDM9, une histone méthyltransférase essentielle pour la recombinaison méiotique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Prdm9 Rabbit pAb
Remarques / Alias	Rcr1; Dsbc1; repro7; Meisetz; PRDM9-B; G1-419-29; Prdm9
Espèce	Souris
GeneID	213389
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 87-370 de Prdm9 de souris (NP_659058.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q96EQ9
Poids de la protéine	97kDa
Expédition	Sac de glace