


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Preb Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Hcu5

Numéro d'article: CM0006317



Introduction

L'anticorps monoclonal de lapin anti-PREB détecte la protéine PREB/SEC12 humaine, murine et de rat. Validé pour le Western blot, l'IF/ICC et l'ELISA, cet anticorps cible un GEF de 45 kDa essentiel au transport du RE vers l'appareil de Golgi et à la régulation transcriptionnelle. Commandez auprès de CamelBio pour un approvisionnement fiable en matières premières pour le DIV.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-PREB
Remarques/Alias	SEC12 ; PREB
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	10113
GenelD	10113
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 89 à 201 de la PREB humaine (NP_037520.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q9HCU5
Poids de la protéine	45 kDa
Expédition	Sac de glace