


Anticorps Polyclonal Anti-Prelid1 Pour Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y255

Numéro d'article: CM0020432



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la PRELID1 humaine (25kDa) pour IHC-P, IF/ICC et ELISA. Impliqué dans l'accumulation mitochondriale de cardiolipine et la régulation de l'apoptose. Validé sur des échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PRELID1 Lapin pAb
Remarques/Alias	PX19; PRELI; SBB112; CGI-106
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	27166
GeneID	27166
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence située dans les acides aminés 174-219 de la PRELID1 humaine (NP_037369.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9Y255
Poids moléculaire	25kDa
Expédition	Sac de glace