

Anticorps Polyclonal Anti-Prelid3A Pour Ihc-P, Elisa - Q96N28

Numéro d'article: CM0021475



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la PRELID3A humaine (SLMO1), un transporteur mitochondrial d'acide phosphatidique. Validé pour les applications IHC-P et ELISA pour soutenir la recherche sur la synthèse de la cardiolipine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PRELID3A pAb de lapin
Remarques / Alias	SLMO1; C18orf43; HFL-EDDG1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	10650
Identifiant du gène	10650
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 70 et 172 de la PRELID3A humaine (NP_006544.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q96N28
Poids de la protéine	19 kDa
Expédition	Sac isothermique avec glace