


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Prelid3B Pour Wb, Elisa - Q9Y3B1

Numéro d'article: CM0021775



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine PRELID3B (SLMO2) humaine. Adapté pour Western blot et ELISA. Produit contre un peptide synthétique correspondant aux acides aminés 80-180. Utile pour l'étude de cette phosphoprotéine contenant un domaine PRELI.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PRELID3B Rabbit pAb
Remarques / Alias	SLMO2, C20orf45, dj543j19.5, PRELID3B
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	51012
Identifiant du gène	51012
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 80-180 de la PRELID3B humaine (NP_057129.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9Y3B1
Poids moléculaire de la protéine	21 kDa
Expédition	Sac de glace