

Anticorps Polyclonal Anti-Prelp Pour Wb Et Elisa - P51888

Numéro d'article: CM0022802

Introduction

Anticorps polyclonal PRELP de lapin de haute qualité validé pour WB et ELISA. Réagit avec PRELP humain, souris et rat. Convient pour les études sur la matrice extracellulaire et la membrane basale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PRELP Lapin pAb
Remarques/Alias	MST161; SLRR2A; MSTP161; PRELP
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	5549
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 200-360 du PRELP humain (NP_002716.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	P51888
Poids Protéique	44kDa
Expédition	Sac de glace