

Anticorps Polyclonal Anti-Prepl Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q4J6C6

Numéro d'article: CM0015026



Introduction

Anticorps polyclonal PREPL de lapin validé pour WB, IF/ICC, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Cible la prolyl endopeptidase-like, une peptidase sérine impliquée dans le trafic golgien et l'exocytose des vésicules synaptiques. ~84kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PREPL Lapin pAb
Remarques/Alias	CMS22; PREPL
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9581
GeneID	9581
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q4J6C6
Poids moléculaire	84kDa
Expédition	Sac de glace