


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Préséniline 1 Pour Wb, Ihc-P, If/Cci, Elisa - P49768

Numéro d'article: CM0024207



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la préséniline 1 humaine, validé pour WB, IHC-P, IF/CCI et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté à la recherche sur la maladie d'Alzheimer et aux études sur la gamma-sécrétase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Presenilin 1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	AD3; FAD; PS1; PS-1; S182; PSNL1; ACNINV3; Presenilin 1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (humain)	5663
Identifiant du gène	5663
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 290-380 de la préséniline 1 humaine (NP_000012.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/CCI, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49768
Poids de la protéine	53kDa
Expédition	Sac de glace