


Anticorps Polyclonal Anti-Prex1 Pour Wb, Elisa - Q8Tcu6

Numéro d'article: CM0019188



Introduction

PREX1 Rabbit pAb détecte la PREX1 humaine, une RAC GEF activée par le PIP3 et les sous-unités bêta-gamma des protéines G. Adapté pour WB et ELISA ; idéal pour la recherche sur la transduction du signal et l'immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PREX1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	P-REX1 ; PREX1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (humain)	57580
Immunogène	Protéine recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1000-1300 de la PREX1 humaine (NP_065871.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8TCU6
Poids de la protéine	186 kDa
Expédition	Sac de glace